



# PINK DISC


ペーパーディスク代わりに使用します。  
耐久性抜群な厚さ0.3mmの樹脂製ディスクです。  
片面のみに80 $\mu$ の砥粒が付いておりとても経済的でストレスフリーな極薄ポリディスク！

10枚入り

是非一度お試しください。

## 使用例 1

前装冠歯間部の形態修正



## 使用例 2

レジン床とクラスプ部の  
バリ取り



## 使用例 3

チェアサイドでテックの調整



**株式会社 シバタ**

〒110-0005 東京都台東区上野5-25-17  
TEL:03-3836-4811 FAX:03-3836-2585  
URL:www.dental-shibata.co.jp/

製造販売元 有限会社 イオス  
東京都八王子市大船町660番地  
TEL:042(668)8625  
一般的名称: 歯科用研磨器材  
届出番号: 13BX3X10185000010